



FICHA TÉCNICA

KRIK LAVA BIBERONES

LAVA BIBERONES Y VAJILLAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN:

KRIK LAVA BIBERONES es un producto utilizado para la limpieza de biberones y vajilla en general.

NOTIFICACIÓN SANITARIA:

NSOH00185-12EC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido Viscoso
Transparencia:	Si
Espuma:	Alta
PH:	7.5 – 8.5
Viscosidad(cps):	3500 – 4000
Densidad(g/cc):	0.961 – 1.061
Fragancia:	Neutro
Acción Bactericida:	100 %
Acción Fungicida:	100 %

USOS:

KRIK LAVA BIBERONES se usa para lavado de biberones, utensilios de cocina y plásticos en general.

APLICACIÓN:

Aplique una pequeña cantidad de KRIK LAVA BIBERONES en una esponja o paño para lavar, frote sobre la superficie hasta conseguir una limpieza total, enjuague y deje secar.

PRECAUCIONES:

Producto que no requiere manejo especial
Evite el contacto con los ojos, mantenga alejado de los niños

PRESENTACIÓN:

KRIK LAVA BIBERONES se expende en envases de 500 ml – 700 ml – 2 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

