



KRIK LAVA BIBERONES

LAVA BIBERONES Y VAJILLAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN:

KRIK LAVA BIBERONES es un producto utilizado para la limpieza de biberones y vajilla en general.

REGISTRO SANITARIO: NSOH00185-12EC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Fragancia:	Neutro
Transparencia:	Si
Espuma:	Alta
Viscosidad (Cps):	3.500 – 4.000
pH:	7,50 – 8,50
Densidad (g/cm^3):	0.961-1.061
Acción Bactericida:	100%
Acción Fungicida:	100%
Apariencia:	Líquido Viscoso

USOS:

KRIK LAVA BIBERONES se usa para lavado de biberones, utensilios de cocina y plásticos en general.

APLICACIÓN:

Aplique una pequeña cantidad de KRIK LAVA BIBERONES en una esponja o paño para lavar, frote sobre la superficie hasta conseguir una limpieza total, enjuague y deje secar.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de caucho
Evite el contacto con los ojos

PRESENTACIÓN:

KRIK LAVA BIBERONES se expende en envases de 500 ml, 700 ml, 2 l.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

